

Oxivir Excel Wipes Acti

Dezinfekcijske krpice za površine

Opis

Oxivir Excel Wipes Acti, ki temeljijo na tehnologiji AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide), so idealna izbira za enostopenjsko čiščenje in razkuževanje. En sam pripravljen robček omogoča učinkovito čiščenje in razkuževanje trdih površin ter površin neinvazivnih medicinskih pripomočkov. Izdelek je namenjen izključno profesionalni uporabi.

Ključne lastnosti

- Robček, pripravljen za takojšnjo uporabo, primeren za vsa področja uporabe, vključno z zdravstvenimi ustanovami, nezdravstvenimi okolji in živilskim sektorjem.
- Popolno virucidno delovanje.
- Hitro in učinkovito delovanje proti širokemu spektru virusov, bakterij in kvasovk.
- Izjemna učinkovitost čiščenja zahvaljujoč visoko zmogljivemu sistemu površinsko aktivnih snovi.
- Brez dišav.
- Izpiranje po uporabi ni potrebno.
- Aktivna snov se razgradi v vodo in kisik.
- Biocidni proizvod, odobren v skladu z Uredbo o biocidnih proizvodih (BPR).
- Certificiran medicinski pripomoček.

Prednosti

- Oxivir Excel Wipes Acti zagotavljajo širok spekter učinkovitosti proti bakterijam, kvasovkam in virusom že pri kratkih kontaktnih časih ter omogočajo visoko stopnjo razkuževanja proti številnim pomembnim povzročiteljem okužb.
- Odobren biocidni proizvod v skladu z Uredbo o biocidnih proizvodih (BPR) ter obsežno preizkušen skladno z evropskimi standardi (EN).
- Oxivir Excel Wipes Acti imajo dokazano popolno virucidno delovanje, vključno z učinkovitostjo proti neovitim virusom, kot so poliovirus, adenovirus in mišji norovirus, ter ovitim virusom, kot so koronavirusi, virus vakcinije, HIV, HBV, HCV in virus influence.
- Oxivir Excel Wipes Acti zagotavljajo izjemno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč zmogljivim površinsko aktivnim snovem, zato niso le odlično razkužilo, temveč tudi zelo učinkovito čistilo.
- Tehnologija AHP je nežna do površin, pomaga podaljšati življenjsko dobo opreme in po uporabi ne pušča škodljivih ali agresivnih ostankov.
- Oxivir Excel Wipes Acti so primerni za vsakodnevno čiščenje in razkuževanje trdih površin ter za uporabo na pogosto dotikanih površinah v trgovinah, izobraževalnih ustanovah, gostinstvu, ustanovah za dolgotrajno oskrbo in drugih okoljih. Primerni so tudi za uporabo v visoko tveganih bolnišničnih prostorih, kot so operacijske dvorane, enote intenzivne terapije (ICU), enote intenzivne nege novorojenčkov (NICU) in bolniške sobe.
- Uporaba osebne varovalne opreme ni potrebna, razen pri dolgotrajni uporabi.



BPR
APPROVED

 **Diversey Europe**
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Wipes Acti

Navodila za uporabo

Robček je pripravljen za takojšnjo uporabo – redčenje ni potrebno. Uporabljajte pri sobni temperaturi.

- Odstranite grobo umazanijo.
- Odprite pokrov, vzemite en robček in pokrov ponovno zaprite.
- Izdelek nanesite tako, da popolnoma omočite neporozno površino in/ali površino neinvazivnega medicinskega pripomočka.
- Pustite delovati 5 minut.
- Pustite, da se površina posuši na zraku. Izpiranje ni potrebno.
- Po uporabi si umijte roke.

Pokrivnost: en robček zadostuje za obdelavo površine do 1,6 m².

Tehnični podatki

Izgled: Bel robček

Vonj: Značilen

pH vrednost (koncentrat): 1,95

Relativna gostota (20°C): 1

Rok uporabnosti: 2 leti od proizvodnje (rok uporabe: glej embalažo), 28 dni po odprtju

Aktivna snov: 0,36 % vodikov peroksid

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za ravnanje z izdelkom in njegovo odstranjevanje so navedena v ločenem varnostnem listu (SDS): sds.solenis.com.

Z izdelkom ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostnimi praksami. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krme za živali.

Ne mešajte z drugimi proizvodi, razen če to priporoča podjetje Diversey. Shranjujte v originalni, zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Izdelek ni namenjen ponovni uporabi. Samo za profesionalne uporabnike/strokovnjake.

Opozorilo

Shranjujte pri temperaturi med 6 °C in 35 °C. Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana. Hranite zaščiteno pred sončno svetlobo.

Z izdelkom ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostnimi praksami. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krme za živali.

Izdelek ni namenjen ponovni uporabi. Hraniti izven dosega otrok ter neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Opozorilo: Lahko povzroča korozijo kovin.

Osebna varovalna oprema (OVO)

Celotna navodila glede osebne varovalne opreme za ta izdelek so navedena v ločenem varnostnem listu (SDS): sds.diversey.com.

OVO: Uporabljajte osebno varovalno opremo po potrebi.

Zaščita rok: Po uporabi si roke sperite in osušite. Pri dolgotrajnem stiku je lahko potrebna dodatna zaščita kože.

Ravnanje z odpadki

Popolna navodila za odstranjevanje tega izdelka so navedena v ločenem varnostnem listu (SDS): sds.diversey.com.

Oxivir Excel Wipes Acti

Kompatibilnost izdelka

Robčki Oxivir Excel Wipes Acti so namenjeni za razkuževanje trdih površin, vključno s trdimi površinami neinvazivnih medicinskih pripomočkov. V priporočenih pogojih uporabe so robčki Oxivir Excel Wipes Acti primerni za uporabo na površinah, kot so nerjaveče jeklo, krom, vinil, najlonske tkanine, laminirane površine, steklo, guma, trde in fleksibilne plastike (polipropilen, poliuretan, polietilen, PVC, akril, steklena vlakna in polikarbonat). Uporaba na ostalih površinah ni priporočljiva. Robčki Oxivir Excel Wipes Activity niso namenjeni uporabi na invazivnih medicinskih pripomočkih. **Ne mešajte z drugimi izdelki. Niso namenjeni za porozne ali kislinsko občutljive površine.**

Mikrobiološki podatki

Področje uporabe: PT2 Zdravstvo v umazanih pogojih, PT2 Nezdravstvo v umazanih pogojih in PT4 Površine, ki pridejo v stik z živili, v umazanih pogojih.

Nanos		EN Testna metoda	Organizmi	Redčenje	Kontaktni čas
Brisanje	Baktericidno	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. hirae, P.aeruginosa, S.aureus, E. coli	Pripravljeno za uporabo	5 minut
	Kvasicidno	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucidno	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Okoljske informacije

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so biorazgradljive v skladu z zahtevami Uredbe EU o detergentih, ES648/2004.

Odobritve

- Biocid: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Priglašeni organ za medicinske pripomočke: CE0044

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.03/03/2026 en (K02979)