



barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

Soft Care Des E Spray

H5

Dezinfekcija za roke

Opis

Soft Care Des E Spray je sredstvo za dezinfekcijo rok na osnovi alkohola za dezinfekcijo kože brez vode. Soft Care Des E Spray je primerno za uporabo na vseh področjih, vključno z okolji zdravstvenega varstva in predelave hrane.

Ključne lastnosti

- Soft Care Des E Spray je dezinfekcijsko sredstvo za roke na osnovi etanola (71,5%). Etanol je dezinfekcijsko sredstvom ki je zelo učinkovito zoper rezidenčne in prehodne mikroorganizme, kot so bakterije (npr. MRSA) in glivice. Učinkovito je tudi zoper virusa z ovojnico, kot je influenca in določene virusi brez ovojnica, kot sta Novavirus in Adenovirus.
- Soft Care Des E Spray vsebuje sredstvo za mehčanje kože, ki pomaga, da koža ostaja mehka in nepoškodovana, še posebej tam, kjer se zahteva pogosto razkuževanje rok.
- Soft Care Des E Spray je brez dišav in tako preprečuje kvarjenje živil, kar ga dela primerenega za uporabo na področjih priprave hrane.
- Soft Care Des E Spray, ima nizko viskoznost, zaradi česar je primerno za uporabo v širokem naboru higieničkih pripomočkov

Prednosti

- Vsebuje etanol, visoko učinkovito sredstvo za dezinfekcijo.
- Primerno za kirurško dezinfekcijo.
- Brez vonja in barve; primerno za uporabo v živilsko-predelovalni industriji.
- Vsebuje učinkovito vlažilno sredstvo, ki preprečuje draženje in dehidracijo kože.
- Tekoči obliki primerno za uporabo z razprševanjem.

Navodila za uporabo

Nanesite 3 ml Soft Care Des E Spray na čiste, suhe roke. Roke temeljito zdrgnite. Posebno pozornost namenite konicam prstov, nohtom in medprstnim delom. Drgnite 30 sekund in pustite, da se roke posušijo na zraku.

barjans
080 50 77 | barjans.si



barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si



barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

Soft Care Des E Spray

H5

Tehnične lastnosti

Izgled: Prozorna, brezbarvna tekočina

Relativna gostota (20°): 0,86

pH vrednost: 7

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Hranite v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur ($> -5^{\circ}\text{C}$ in $< 40^{\circ}\text{C}$).

Popolna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu; sds. diversey.com.

Mikrobiološki podatki

Soft Care Des E Spray je opravil sledeče teste pri uporabi 5 ml v času 15 sekund:

- EN 1500: Escherichia coli
- EN 14476: Murine Norovirus (v čistih pogojih), Influenza A virus H1N1 (prašičja gripa) (PBS)

Soft Care Des E Spray je opravil sledeče teste pri uporabi 3 ml in kontaktnem času 30 sekund:

- EN 1500 in DGHM: Escherichia coli
- EN 1276: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (v čistih pogojih)
- EN 1500 in DGHM: Escherichia coli
- EN 1276: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (v čistih pogojih)
- EN 13727: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa (v čistih pogojih)
- EN 14476: Murine Norovirus (v čistih pogojih)
- EN 14348: Mycobacterium terrae (v čistih pogojih)
- EN 13624: Candida albicans (v čistih pogojih)

Soft Care Des E Spray ima skladno z EN 14476:2013/prA1:2014, pri kontaktnem času 120 sekund omejen spekter uničevanja virusov (učinkovito proti Adenovirusu in Murine Norovirusu).

Soft Care Des E Spray je prestal test EN 12791, kirurška dezinfekcija rok. Roke naj bodo dobro navlažene z izdelkom 90 sekund.

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 31431 MASTER 03/18

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si